

BLOK GRZEJNY BIOTHERM™ SMARTBLOCK SB01



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

BioTherm™ SmartBlock SB01 został zaprojektowany do zapewnienia jednolitego grzania w probówkach testowych. Wewnątrz bloku znajdują się wymienne aluminiowe wkłady przystosowane do większości standardowych probówek, mikroprobówek, probówek wirówkowych itp. Łatwość w demontowaniu bloków sprawia, że wymiana lub wyjmowanie bloków do czyszczenia nie przysparza użytkownikowi problemów. **SmartBlock** wymaga podłączenia do stacji zasilającej (Command Station 1) lub modułu zasilającego (Power Module).

Właściwości:

- czas rozgrzania bloku od temp. +25°C do temp. +40°C – 15 minut,
- zakres temperatury – 2°C powyżej temp. otoczenia do +55°C,
- waga – 940 g,
- wymiary – 165 x 77 x 128,6 mm (długość x szerokość x wysokość),
- zastosowanie twardej pianki zapewnia dobrą izolację,
- zastosowanie bloku termalnego zapewnia jednolitą temperaturę grzania,
- zielona lampka LED wskazuje kiedy blok osiągnie właściwą temperaturę grzania.

MODELE

- **blok A12/1** - 12 x 15 mm i 1 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- **blok E10** - 10 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- **blok F6/6** - 6 x 17 mm (14 mL lub 15 mL) i 6 x 12 mm (6 mL),
- **blok G17** - 17 x 12 mm (5 mL lub 6 mL),
- **blok L14/4** - 14 x 13 mm (1,8 mL krioprobówki) i 14 x 8,5 mm,
- **blok V12** - 12 x 16 mm (10 mL),

- **blok M3/G4** - 3 x 30 mm (50 mL) i 4 x 12 mm (5 mL lub 6 mL),
- **blok M2/E4** - 2 x 30 mm (50 mL) i 4 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- **blok M2/G8** - 2 x 30 mm (50 mL) i 8 x 12 mm (5 mL lub 6 mL).

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	BioTherm™ SmartBlock
Czas rozgrzania bloku od temperatury +25°C do temperatury +40°C [min]	4
Zakres temperatury [°C]	+2 powyżej temp. otoczenia do 40
Waga [g]	940
Wymiary (W x D x H) [mm]	165 x 77 x 128,6
Pianka izolacyjna	+
Blok termalny przewodnościowy	+
Lampka kontrolna	LED, zielona, wskazuje kiedy blok osiągnie właściwą temperaturę grzania

- stacja zasilająca Command Station 1 do zasilania i monitorowania temperatury urządzeń Smart Device,
- moduł zasilający Power Module do przetwarzania energii jednego urządzenia Smart Device.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl