

AKCESORIA DO INKUBATORÓW



OPIS OGÓLNY

Akcesoria do inkubatorów:

- podstawa pod inkubator (również na kółkach),
- reduktory dwustopniowe CO₂ i N₂,
- dodatkowe półki,
- filtry CO₂, O₂, HEPA,
- zmieniacz butli (umożliwiający automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną).

CERTYFIKATY

CE

'SPECYFIKACJA'

NAZWA	Opis
Reduktory dwustopniowe CO ₂ i O ₂	▪ precyzyjna i stabilna kontrola ciśnienia ▪ dwa manometry ▪ zawór odcinający
Dodatkowe półki	▪ stal nierdzewna domieszkowana miedzią ▪ max. pojemność: 9 kg na półkę / 23 kg na inkubator
Stolik - podstawa na kółkach	▪ ułatwia przemieszczanie urządzenia podczas czyszczenia lub reorganizacji laboratorium ▪ możliwość niwelacji oraz zabezpieczenie urządzenia przed przesuwaniem w trakcie użytkowania

Filtry	▪ ▪ ▪	CO ₂ O ₂ HEPA
--------	---	---

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl