

PIPETY AUTOMATYCZNE CYFROWE JEDNOKANAŁOWE ZMIENNOPOJEMNOŚCIOWE OVATION® QS



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pipety **Ovation® QS (Quick Set Digital Volume Adjust)** nie wyglądają jak tradycyjne pipety, spowodowane jest to całkowicie zmienioną koncepcją postrzegania pipetowania. Firma **VistaLab** opracowała system dzięki któremu pracuje się bez skręcania nadgarstka i ramion, jest całkowicie ergonomiczny. Pipetami **Ovation® QS** można pracować wiele godzin bez zmęczenia ręki, pleców i szyi. Jest to pierwsza pipeta, która redukuje dyskomfort, zmęczenie i urazy w czasie pracy, zwiększając skuteczność i dokładność.

Pipety cyfrowe, zmiennopojemnościowe występują w 6 najczęściej stosowanych pojemnościach: 0,2-2 µL, 1-10 µL, 2-20 µL, 10-100 µL, 20-200 µL, 100-1000 µL. Inne pojemności mogą być precyzyjnie ustawione wzrastająco z całego zakresu danej pipety. Niskie położenie ręki i nadgarstka, kształt dopasowany do dłoni pozwala dokładnie kontrolować proces pobierania płynów i prędkość wydmuchu przy minimalnej sile. Jest to szczególnie istotne podczas pracy z próbkami zawierającymi komórki, o łatwo uszkodzonych błonach komórkowych, a także płynach łatwo ulegającym spienieniu.

MODELE

Pipety **Ovation® QS** o poj.:

- 0,2-2 µL
- 1-10 µL
- 2-20 µL
- 10-100 µL
- 20-200 µL
- 100-1000 µL
- Ovation Adjustable Starter Pack

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO17025, ISO8655

SPECYFIKACJA

Ovation® QS Nr kat.	Zakres objętości [μL]	Przyrost dozowania [μL]	Dokładność [%]	Precyzyjność [%]	Kolor
1057-0002	0,2-2	0,002	±1,5 dla 2 μL ±2,7 dla 1 μL ±9 dla 0,2 μL	±0,9 dla 2 μL ±1,8 dla 1 μL ±7,6 dla 0,2 μL	czerwony
1057-0010	1-10	0,01	±1 dla 10 μL ±1,5 dla 5 μL ±2,5 dla 1 μL	±0,4 dla 10 μL ±0,6 dla 5 μL ±1,2 dla 1 μL	pomarańczowy
1057-0020	2-20	0,02	±1 dla 20 μL ±1,5 dla 10 μL ±7 dla 2 μL	±0,3 dla 20 μL ±0,5 dla 10 μL ±2 dla 2 μL	żółty
1057-0100	10-100	0,1	±0,8 dla 100 μL ±0,8 dla 50 μL ±3,5 dla 10 μL	±0,15 dla 100 μL ±0,24 dla 50 μL ±1 dla 10 μL	zielony
1057-0200	20-200	0,2	±0,8 dla 200 μL ±0,8 dla 100 μL ±2,5 dla 20 μL	±0,15 dla 200 μL ±0,25 dla 100 μL ±1 dla 20 μL	niebieski
1057-1000	100-1000	1	±0,8 dla 1000 μL ±0,8 dla 500 μL ±3 dla 100 μL	±0,15 dla 1000 μL ±0,2 dla 500 μL ±0,6 dla 100 μL	fioletowy
1057-0999	Ovation Adjustable Starter Pack zawiera po jednej pipiecie z zakresu: 2-20 μL, 20-200 μL, 100-1000 μL, statywy i 3 pudełka końcówek				

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wymienne końcówki,
- statywy,
- pudełka na reagenty.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl