

OPROGRAMOWANIE MIKROWIN



OPIS OGÓLNY

Oprogramowanie **MikroWin** pozwala na bardzo wygodne i wydajne sterowanie czytnikiem ELISA oraz przeprowadzanie nieograniczonej liczby obliczeń związanych z metodą ELISA. Program pozwala na wykonywanie obliczeń ilościowych, jakościowych, kinetycznych i skanujących.

Podstawowe funkcje programu:

- możliwość jednoczesnego wykonania pomiarów kinetycznych, kwalifikujących oraz ilościowych,
- ekstensywne algorytmy dopasowania krzywej - funkcje screeningu i kinetyczne, funkcja skanowania (wg długości fali oraz powierzchni),
- dowolność układu pomiarowego płytki,
- całościowy zestaw funkcji obliczeniowych i wbudowany arkusz kalkulacyjny,
- duży wybór funkcji dopasowania krzywej takich jak: regresja liniowa, punkt-punkt, wielomiany pierwszego do piątego stopnia, krzywe sklepane i inne,
- do 12 testów i krzywych standardowych na jednej mikropłytkce,
- dowolne formuły zatwierdzające i rozbudowane funkcje statystyczne,
- pomoc kontekstowa oraz przewodnik "Jak zrobić?",
- funkcje kinetyczne i skanujące w czasie rzeczywistym i funkcja zoom dowolnej celi pomiarowej,
- konfigurowalne wydruki z funkcją podglądu,
- możliwość pracy w sieci,
- graficzny interfejs użytkownika,
- w pełni 32 bitowy program do pracy w środowisku Windows 7, 8/8.1, 10,
- dowolne przenoszenie danych do arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu, baz danych i innych programów systemu Windows,
- program w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej,
- program MikroWin może współpracować z czytnikami różnych Producentów: Anthos, Asys Hitech, Titertek-Berthold, Berthold-Technologies, Bio-Rad, Bio-Tek, Dade-Behring, Diasorin, Dynex, Hamilton, Hidex, Molecular-Devices, Perkin-Elmer, Wallac, Tecan, Thermo, Labsystems i inne.
- w standardzie dostarczanych jest 7 algorytmów dopasowania krzywej oraz sterowniki eksportu do plików typu: txt, xls oraz w trybie wymiany ODBC systemu Windows,
- możliwe jest również wyposażenie pakietu w dowolne algorytmy dopasowania krzywej oraz eksportu wyników.

Funkcjonalność oprogramowania przypisana do danej wersji może zostać ograniczona do możliwości technicznych obsługiwanego czytnika.

MODELE

- MikroWin Lite
- MikroWin Lite+ (OEM dla Biogenet)
- MikroWin Professional
- MikroWin Enterprise

CERTYFIKATY

FDA CFR 21 part 11

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl