

POLIPROPYLENOWE KOMORY DO PCR TOPAIR



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Komory propylenowe do PCR oferują wysokiej jakości system filtracji zapewniający pełną ochronę przed kontaminacją.

Komory wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu odpornego na korozję, mają wysoką odporność chemiczną. Polipropylen zwiększa wytrzymałość na rozciąganie produktu i poprawia jego właściwości termiczne.

Komory mogą być stosowane w genetyce, proteomice, biologii molekularnej oraz medycynie sądowej.

Komory mają ergonomiczną konstrukcję i są wykonane z najwyższej jakości materiałów, włączając najnowocześniejszy wentylator EBM spełniający wymagania bezawaryjnej pracy i niskiego poziomu hałasu.

Właściwości:

- konstrukcja ze spawanego polipropylenu,
- wbudowany blat roboczy z polipropylenu,
- bezozonowa lampa UV (254 nm),
- okno frontowe, bezramowe, ze szkła hartowanego,
- przyjazne środowisku, energooszczędne oświetlenie typu LED o intensywności 800 lux,
- prędkość przepływu 0,3 m/s (60 FPM),
- inteligentny mechanizm bezpieczeństwa zabezpieczający przed promieniowaniem UV,
- filtracja HEPA,
- przyjazny użytkownikowi panel sterujący, kontrolujący pracę wentylatora, oświetlenia LED i UV oraz timer UV (30 min).

MODELE

- **PCR-060-HEPA**

- PCR-090-HEPA
- PCR-120-HEPA
- PCR-060-UV
- PCR-090-UV
- PCR-120-UV

CERTYFIKATY

CE, FedStd-209E, ISO 14644-1

SPECYFIKACJA

MODEL	PCR-060-HEPA	PCR-090-HEPA	PCR-120-HEPA	PCR-060-UV	PCR-090-UV	PCR-120-UV
Wymiary zewnętrzne (W x D x H)[mm]	600 x 640 x 950	900 x 640 x 950	1200 x 640 x 950	600 x 640 x 750	900 x 640 x 750	1200 x 640 x 750
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	585 x 450 x 590	885 x 450 x 590	1185 x 450 x 590	580 x 450 x 550	880 x 450 x 550	1180 x 450 x 550
Standardy produkcji	USA Federal Standard 209E / ISO 14644-1 / CE					
Prędkość przepływu powietrza [m/s]	0,3 (60 FPM)			-		
Materiał obudowy	biały polipropylen					
Materiał strefy pracy	biały polipropylen					
Poziom hałasu	<52 dB					
Lampa UV	bezozonowa 17W (254nm)					
Oświetlenie [lux]	800, oświetlenie LED					
Filtry	HEPA H14	HEPA H14	HEPA H14	-	-	-

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podstawa komory.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl