

POJEMNIKI LN2 NA PRÓBKIC BIOMEDICAL SERIA XT



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pojemniki chłodnicze firmy **IC Biomedical** (dawniej **Worthington Industries by Taylor-Wharton**) o przedłużonym czasie przechowywania próbek. W pojemnikach tych wykorzystywane są otwory wsadowe o minimalnych średnicach. Pojemniki serii **XT** o pojemnościach od 3 do 34 litrów o statycznych czasach utrzymywania temp. do 340 dni. Każdy pojemnik wyposażony jest w cylindryczne kanistry do przechowywania do 1500 słomek lub 180 fiolek.

Typowe aplikacje: wykorzystywane w instytutach badawczych, laboratoriach biologicznych, placówkach sztucznego zapłodnienia, instytutach farmaceutycznych.

Wersja **XTL** charakteryzuje się mniejszą wysokością dla wygodniejszego transportu i przechowywania.

MODELE

- **XTL3**
- **CryoCE XTL3**
- **XTL8**
- **CryoCE XTL8**
- **XT10**
- **CryoCE XT10**

- XT20
- CryoCE XT20
- XT34
- CryoCE XT34

CERTYFIKATY

ISO9001, MDD, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	XTL3	XTL8	XT10	XT20	XT34
Statyczny czas utrzymywania [w dniach]	27	80	100	230	340
Czas pracy [w dniach]	17	50	62	140	212
Prędkość parowania [w dniach]	0,11	0,10	0,10	0,09	0,10
Objętość LN2 [L]	3	8	10	20,7	34
Waga pojemnika pustego [kg]	3,3	8,9	7,5	11,8	15,8
Waga pojemnika pełnego (bez wkładów) [kg]	5,7	15,4	15,6	28,6	43,3
Średnica otworu wsadowego [mm]	51	51	51	51	51
Wysokość zewnętrzna [mm]	437	483	597	655	668
Średnica zewnętrzna [mm]	193	396	290	396	478
Ilość kanistrów	6	6	6	6	6
Wymiary kanistra	38 x 127	38 x 127	38 x 279	38 x 279	38 x 279
Ilość probówek 1,2/2,0 mL (Ø12,5 mm) 6 probówek na kan	-	-	180	180	180
Ilość słomek 0,5 mL 5 słomek na gobletę 2 goblety na kan	-	-	540	540	540
Ilość słomek luzem 0,5 mL w gobletach (1 poziom)	750	750	750	750	750
Ilość słomek luzem 0,5 mL w gobletach (2 poziomy)	-	-	1 500	1 500	1 500

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

MODEL	XTL3	XTL8	XT10	XT20	XT34
Podstawa na kółkach	nie	tak	nie	tak	tak
Alarm niskiego poziomu LN2	nie	nie	nie	tak	tak

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl