

CHŁODZIARKI FARMACEUTYCZNE +2 / +8°C HAIER BIOMEDICAL - SERIA HYC (PODBŁATOWE)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Chłodziarki farmaceutyczne +2 / +8°C **HYC-68 / HYC-68A / HYC-118 / HYC-118A** firmy **Haier Biomedical** zapewniają bezpieczne przechowywanie próbek. Uniwersalne, ciche, podblatowe chłodziarki wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, alarmy dźwiękowe i wizualne są szeroko stosowane do przechowywania produktów biologicznych, szczepionek, leków, odczynników. Urządzenia znajdują zastosowanie m.in. w aptekach, zakładach farmaceutycznych, stacjach kwarantanny, laboratoriach, ośrodkach zdrowia publicznego i szpitalach.

Charakterystyka chłodziarek

- podblatowa,
- podstawa chłodziarki wyposażona w stopki / kółka,
- drzwi pełne lub przeszklone,
- energooszczędny węglowodorowy (HC) system chłodzenia,
- ergonomiczna konstrukcja,
- sterowanie mikroprocesorowe,
- wyświetlacz LED,
- regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C,

- wahania temperatury w zakresie $\pm 3^{\circ}\text{C}$,
- układ chłodzenia z wymuszony obiegiem powietrza oraz zoptymalizowany systemem dystrybucji powietrza zaprojektowane w celu osiągnięcia maksymalnej jednorodności i stabilności temperatury wewnątrz urządzenia,
- zoptymalizowana konstrukcja układu chłodzenia zapewniająca bardziej efektywne chłodzenie i szybki powrót do zadanej temperatury,
- wewnętrzne oświetlenie LED,
- złącze USB (opcjonalnie dla modeli HYC-68, HYC-68A),
- bezpieczne zamknięcie zapobiegające nieautoryzowanemu dostępowi,
- czynnik chłodniczy przyjazny środowisku,
- przepust kablowy,
- automatyczne odszranianie,
- temperatura pracy gwarantowana przy $10\text{-}32^{\circ}\text{C}$ oraz wilgotności poniżej 70%.

Właściwości alarmu

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- alarm błędu czujnika,
- alarm zaniku zasilania,
- trzy metody sygnalizacji alarmu (wizualny, dźwiękowy i zdalny).

MODELE

- **HYC-68**
- **HYC-68A**
- **HYC-118**
- **HYC-118A**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	HYC-68	HYC-118
	HYC-68A	HYC-118A
Pojemność [L]	68	118
Zakres temperatury [°C]	2-8	
Półki / Kosze	2 / 1	3 / 1
Drzwi	pełne	pełne
	przeszkłone	przeszkłone
Poziom hałasu [dB(A)]	41	41
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	415 x 385 x 505	515 x 415 x 630
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	495 x 580 x 660	597 x 635 x 810
Waga (netto / brutto) [kg]	38 / 40	41 / 46
	38 / 40	46 / 51
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl