

CHŁODZIARKI BIOMEDYCZNE +1 / +10°C B SCIENCE - SERIA BMR



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Chłodziarki biomedyczne +1 / +10°C **BMR 628 / 628G / 1398 / 1398G** firmy **B Science** seria **PREMIUM** - zaprojektowane i skonstruowane z wykorzystaniem wysokowydajnych systemów chłodzenia. Warstwa izolacyjna o grubości 70 mm zapewnia doskonałe utrzymanie temperatury wewnątrz komory. W chłodziarkach biomedycznych wykorzystywany jest czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska naturalnego. Urządzenia znajdują zastosowanie w klinikach, laboratoriach farmaceutycznych, biotechnologicznych i przemysłowych.

Chłodziarki biomedyczne serii **PREMIUM** dostępne są w opcji z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi.

Charakterystyka chłodziarki

- pionowa - szafowa,
- komora chłodziarki ze stali nierdzewnej,
- obudowa ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo,
- magnetyczna uszczelka drzwi zamrażarki,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm,
- zamknięcie na klucz,
- podstawa chłodziarki wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,
- drzwi pełne lub przeszklone,
- oświetlenie,
- automatyczne rozmrażanie,
- dokumentacja IQ, OQ, PQ, PQT (production qualification test) w standardzie,
- temperatury pracy gwarantowane przy 32°C temp. otoczenia (modele z drzwiami przeszklonymi) oraz przy +40°C temp. otoczenia (modele z drzwiami pełnymi).

Właściwości alarmu

- alarm wizualny i akustyczny,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- alarm uszkodzenia sondy,
- alarm nieprawidłowej pracy kompresora,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego),
- ok. 48 godzinne bateryjne podtrzymanie pracy systemu alarmowego w przypadku zaniku zasilania.

Właściwości kontrolera

- sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym,
- graficzny wykres temperatury,
- wyświetlanie temperatury otoczenia, daty i czasu,
- pobieranie i zapisywanie danych za pośrednictwem pamięci USB,
- ochrona hasłem,
- zintegrowany rejestrator danych,
- zintegrowana pamięć do 15 lat,
- złącze USB / RS485,
- przygotowany pod alarm GSM (opcja).

MODELE

- **BMR628**
- **BMR1398**
- **BMR628G**
- **BMR1398G**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	BMR628	BMR1398
	BMR628G	BMR1398G
Pojemność [L]	628	1398
Zakres temperatury [°C]	+1 / +10	
Liczba kompresorów	1	
Liczba półek	3	6
Maksymalne obciążenia półki [kg]	30	30
Drzwi	pełne	pełne, podwójne
	przeszkłone	przeszkłone, podwójne
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	603 x 694 x 1500	1343 x 694 x 1500
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	740 x 830 x 2037	1480 x 830 x 2037
Waga [kg]	125	180
	132	194
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl