

ZAMRAŻARKI BIOMEDYCZNE -30°C B SCIENCE - SERIA BMF



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zamrażarki biomedyczne -30°C **BMF 628 / 1398** firmy **B Science** seria **PREMIUM** - zaprojektowane i skonstruowane z wykorzystaniem wysokowydajnych systemów chłodzenia. Wyposażone w niezbędne alarmy zapewniające bezpieczne przechowywanie materiału. Urządzenia znajdują zastosowanie w klinikach, laboratoriach biotechnologicznych i przemysłowych. Warstwa izolacyjna o grubości 70 mm zapewnia doskonałe utrzymanie temperatury wewnątrz komory. W zamrażarkach biomedycznych wykorzystywany jest czynnik chłodniczy przyjazny dla środowiska naturalnego. Wszystkie modele z linii **PREMIUM** wyposażone są w wysokiej klasy kolorowy ekran dotykowy z zintegrowanym portem USB.

Charakterystyka zamrażarki

- pionowa - szafowa,
- komora zamrażarki ze stali nierdzewnej,
- obudowa ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo,
- magnetyczna uszczelka drzwi zamrażarki,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm,
- zamknięcie na klucz,
- podstawa zamrażarki wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,
- automatyczne rozmrażanie,
- dokumentacja IQ, OQ, PQ, PQT (production qualification test) w standardzie,
- temperatury pracy gwarantowane przy 32°C temp. otoczenia.

Właściwości alarmu

- alarm wizualny i akustyczny,
- alarm zaniku zasilania,
- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,

- alarm otwartych drzwi,
- alarm uszkodzenia sondy,
- alarm nieprawidłowej pracy kompresora,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego),
- ok. 48 godzinne bateryjne podtrzymanie pracy systemu alarmowego w przypadku zaniku zasilania.

Właściwości kontrolera

- sterownik mikroprocesorowy z ekranem dotykowym,
- graficzny wykres temperatury,
- wyświetlanie temperatury otoczenia, daty i czasu,
- pobieranie i zapisywanie danych za pośrednictwem pamięci USB,
- ochrona hasłem,
- zintegrowany rejestrator danych,
- zintegrowana pamięć do 15 lat,
- złącze USB / RS485,
- przygotowany pod alarm GSM (opcja).

MODELE

- **BMF628**
- **BMF1398**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	BMF628	BMF1398
Pojemność [L]	628	1398
Zakres temperatury [°C]	-30 / -10	
Liczba kompresorów	1	
Liczba półek	3	6
Maksymalne obciążenia półki [kg]	30	30
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	603 x 694 x 1500	1343 x 694 x 1500
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	740 x 830 x 2037	1480 x 830 x 2037
Waga [kg]	125	180
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl