

ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE -25°C B SCIENCE - SERIA LABFREEZ



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zamrażarki laboratoryjne -25°C **LABFREEZ100 / 628 / 1398 firmy B Science** seria **Basic Line** - to idealne rozwiązanie do przechowywania próbek zarówno w laboratoriach, uniwersytetach, jak również szpitalach. Urządzenie zostało wyposażone w niezbędne alarmy zapewniające bezpieczne przechowywanie materiału.

Charakterystyka zamrażarek:

- pionowe - szafowe,
- komora zamrażarki ze stali nierdzewnej,
- obudowa ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo,
- magnetyczna uszczelka drzwi zamrażarki,
- automatyczne zamykanie drzwi,
- izolacja ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm,
- zamknięcie na klucz,
- podstawa zamrażarki wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,
- automatyczne rozmrażanie,
- temperatury pracy gwarantowane przy 32°C temp. otoczenia,
- wymuszone chłodzenie powietrzem,
- chłodzenie monoblokowe,
- łatwa instalacja - Plug&Play,
- niski poziom zużycia energii.

Właściwości alarmu

- alarm wizualny i akustyczny,

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- styk do podłączenia alarmu zewnętrznego (zdalnego).

MODELE

- **LABFREEZ100**
- **LABFREEZ628**
- **LABFREEZ1398**

SPECYFIKACJA

MODEL	LABFREEZ100	LABFREEZ628	LABFREEZ1398
Pojemność [L]	96	628	1398
Zakres temperatury [°C]	-25 / -10	-25 / -10	-25 / -10
Liczba kompresorów	1	1	1
Liczba półek	1	3	6
Maksymalne obciążenia półki [kg]	30	30	30
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	485 x 455 x 435	603 x 694 x 1500	1343 x 694 x 1500
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	620 x 665 x 800	740 x 830 x 2037	1480 x 830 x 2037
Waga [kg]	80	125	180
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl