

ZAMRAŻARKI LABORATORYJNE -45°C - SERIA SLMB



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zamrażarki laboratoryjne SLMB 100, SLMB 500, SLMB 700 firmy Bolarus.

Charakterystyka urządzenia:

- elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem,
- automatyczne odszranianie,
- automatyczne odparowanie kondensatu,
- korpus zewnętrzny lakierowany proszkowo na kolor biały,
- wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm,
- chłodzenie dynamiczne,
- drzwi pełne,
- samodomykające się drzwi,
- zamek drzwi mechaniczny,
- półki metalowe plastifikowane,
- prowadnice półek ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
- otwór walidacyjny,
- alarm wizualny i dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,
- kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie + nogi poziomujące,
- uchwyty na plecach umożliwiające łatwy chwyt podczas transportu,
- ekologiczny czynnik chłodniczy BOL50.

Zalety czynnika BOL50:

- czynnik ekologiczny o GWP bliskim 0,
- możliwy do zastosowania przy jednostopniowym układzie chłodzenia,
- zakres temperatury -50°C i poniżej,
- niska bezwładność urządzenia - szybko obniża temperaturę,
- niski poziom awaryjności ze względu na małą ilość podzespołów,

- niski poziom hałasu,
- łatwa aplikacja czynnika.

MODELE

- **SLMB 100**
- **SLMB 500**
- **SLMB 700**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	SLMB 100	SLMB 500	SLMB 700
Pojemność [L]	100	480	580
Zakres temperatury [°C]	-30 / -45	-30 / -45	-30 / -45
Liczba półek	2	4	4
Załadunek [kg / półka]	15	20	20
Drzwi	pełne	pełne	pełne
Otoczenie [°C / %]	+25 / 60	+25 / 60	+25 / 60
Czynnik chłodniczy	BOL50	BOL50	BOL50
Typ agregatu	wewnętrzny	wewnętrzny	wewnętrzny
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	650 x 665 x 853	640 x 824 x 1994	740 x 824 x 1994
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	510 x 355 / 170 x 626	500 x 640 x 1500	600 x 640 x 1500
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- alarm zaniku napięcia,
- rejestrator temperatury,
- koszyk plastyfikowany lub nierdzewny,
- półki perforowane ze stali AISI 304,
- oświetlenie LED wnętrza,
- drzwi szklane,
- dodatkowy otwór walidacyjny,
- pojemnik na glikol.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl