


STELAŻE TENAK DO ZAMRAŻAREK



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Stelaże do zamrażarek pionowych - UPRIGHT

Stelaże wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Stelaże mogą być stosowane do zamrażarek pionowych i poziomych wszystkich producentów.

Dostępne wersje stelaży ze stali nierdzewnej:

- **klasyczne** - każdy stelaż posiada przegrody do umieszczania pudełek,
- **z szufladami** - każdy stelaż posiada przesuwne szuflady do umieszczania pudełek,
- **na mikro płytki do zamrażarek pionowych** - każdy stelaż posiada przegrody do umieszczania mikro płytek,
- **z szufladami na mikro płytki do zamrażarek pionowych** - każdy stelaż posiada przesuwne szuflady do umieszczania mikro płytek,
- **1- lub 2- szufladowe do zamrażarek pionowych** - idealne dla próbek o niestandardowych wymiarach.

Stelaże kartonowe do zamrażarek pionowych

Stelaże wykonane są z wysokiej jakości kartonu powlekanego materiałem wodoodpornym, co sprawia zmniejszenie wagi stelaża przy zachowaniu komfortu użytkowania. Każdy stelaż posiada przegrody do umieszczania pudełek. Stelaże mogą być stosowane do zamrażarek pionowych wszystkich producentów.

Stelaże do zamrażarek poziomych - CHEST

Stelaże wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Każdy stelaż posiada przegrody do umieszczania pudełek. Stelaże mogą być stosowane do zamrażarek poziomych wszystkich producentów.

Stelaże aluminiowe do zamrażarek poziomych - CHEST

Stelaże wykonane są z aluminium. Każdy stelaż posiada półki, które mogą być regulowane w zależności od potrzeb użytkownika.

Stelaże mogą być stosowane do zamrażarek poziomych wszystkich producentów.

Stelaże na mikro płytki do zamrażarek poziomych - CHEST

Stelaże wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Każdy stelaż posiada przegrody do umieszczania mikro płytek. Stelaże mogą być stosowane do zamrażarek poziomych wszystkich producentów.

Zapraszamy do skorzystania z przewodnika wyboru stelaży do Państwa zamrażarki **Tenak Reference Guide**.

CERTYFIKATY

CE, ISO9001

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl