

WAGI ANALITYCZNE OHAUS SERIA PIONEER™ ANALYTICAL



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- konkurencyjna wydajność w niewygórowanej cenie,
- trwała konstrukcja zapewniająca długotrwałe użytkowanie,
- zaprojektowano z myślą o prostej, inteligentnej obsłudze,
- listwa usuwająca ładunki statyczne.

Funkcje

Ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt / dynamiczne, wyznaczanie gęstości.

Wyświetlacz

Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), drugi wiersz wyświetlacza z dodatkowymi informacjami lub wskazówkami (matryca punktowa).

Zasilanie

Zasilacz AC (w zestawie).

Komunikacja

RS232 i USB host (w standardzie), wyjście danych GLP / GMP z zegarem czasu rzeczywistego

Konstrukcja

Metalowa podstawa, góra obudowana z tworzywa sztucznego, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwprzwichowa ze zdejmowanymi drzwiczkami, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie

przeciwkradzieżowe, blokada kalibracji, osłona ochronna.

Zalety

Poziom filtracji czy ustawienia jasności definiowane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, punkty kalibracji zakresu definiowane przez użytkownika, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcje wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia / niedociążenia, wskaźnik stabilności, cztery języki interfejsu.

MODELE

- **PX124/1**
- **PX124M/1**
- **PX224/1**
- **PX224M/1**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, TAC

SPECYFIKACJA

MODEL	Zakres [g]	Odczyt [mg]	Szalka [mm]	Odważnik kal. [g/E2]	Nr ref.	Legalizacja
PX124/1	120	0,1	Ø90	100	30480170	NIE
PX124M/1	120	0,1	Ø90	100	30430011	TAK
PX224/1	220	0,1	Ø90	200	30480171	NIE
PX224M/1	220	0,1	Ø90	200	30430012	TAK

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- zestaw do wyznaczania gęstości,
- szklany ciężarek do wyznaczania gęstości cieczy,
- jonizator,
- dodatkowy wyświetlacz,
- osłona wyświetlacza,
- zabezpieczenie przeciwkradzieżowe,
- kabel USB-RS232 konwerter.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl