

---

## MULTIWIRÓWKI OHAUS FRONTIER™ FC5706 / FC5707



---

### INNE ZDJĘCIA



---

### OPIS OGÓLNY

Multiwirówki firmy **OHAUS Frontier™ FC5706** i **FC5707** to kompaktowe niezawodne wirówki ogólnego zastosowania. Standardowy rotor może pracować zarówno z probówkami okrągłodennymi, jak i stożkowymi do pojemności 15 mL i 50 mL. Kompaktowe wymiary wirówek pozwalają na zaoszczędzenie miejsca roboczego w laboratoriach.

---

### MODELE

- FC5706
- FC5707

---

### CERTYFIKATY

## SPECYFIKACJA

| MODEL                             | FC5706             | FC5707             |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Wskaźnik imbalance                | tak                | tak                |
| Mikroprocesorowy panel sterowania | tak                | tak                |
| Wyświetlacz prędkości             | tak                | tak                |
| Wyświetlacz RCF                   | tak                | tak                |
| Wyświetlacz czasu pracy           | tak                | tak                |
| Chłodzenie                        | nie                | nie                |
| Zakres prędkości [obr./min]       | 200-6000           | 200-6800           |
| Max. przyspieszenie [xg]          | 4427               | 4445               |
| Max. pojemność                    | 6 x 50 mL          | 8 x 15 mL          |
| Wymiary (W x D x H) [cm]          | 29,1 x 39,2 x 26,6 | 27,7 x 35,6 x 23,6 |
| Waga [kg]                         | 10,5               | 10                 |
| Zasilanie [V / Hz]                | 230 / 50           | 230 / 50           |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory
- adaptory

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
[biogenet@biogenet.pl](mailto:biogenet@biogenet.pl)

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
[serwis@biogenet.pl](mailto:serwis@biogenet.pl)