

## STACJA ZMIANY KLATEK I TRANSFERU ZWIERZĄT Z PODWÓJNYM DOSTĘPEM NU-619 INNOVIVE<sup>®</sup> EDITION



### INNE ZDJĘCIA



### OPIS OGÓLNY

**AllerGard NU-619 Innovive<sup>®</sup> Edition** jest komorą laminarną z podwójnym dostępem oferującą ochronę zwierząt wewnątrz komory oraz ochronę laboratorium podczas transferu zwierząt pomiędzy klatkami. Dostęp do obszaru pracy po kącie 320° pozwala na łatwość działania podczas obsługi zwierząt transgenicznych.

#### Unikalna Powierzchnia Pracy

**NU-619 Innovive<sup>®</sup> Edition** wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany blat roboczy z unikalnym wzorem otworów wlotowych powietrza, który zapewnia zwiększoną ochronę personelu przeciw alergenom odzwierzęcym pochodzącym z włosów, resztek skórnych, pozostałości wyściółki klatek. Zanieczyszczenia zasysane są poprzez otwory wokół obszaru roboczego, zbierane są na filtrze wstępnym a następnie powietrze wydalone jest po przejściu przez wylotowy filtr HEPA. Obszar roboczy podzielony jest na dwie strefy - czystą i brudną - za pomocą otworów zasysających powietrze w celu lepszej ochrony przed kontaminacją pomiędzy klatkami, które mogą być obsługiwane jednocześnie.

## System przepływu powietrza Push-Pull

Powietrze z otoczenia prefiltrowywane jest przez filtr HEPA i pchane w dół w jednorodny sposób na obszar roboczy NU-619. Wymieszane powietrze z obszaru pracy jest ciągle zasysane poprzez otwory w blacie roboczym, następnie przechodzi poprzez filtry wstępne, filtr HEPA. Po pełnym prefiltrowaniu powietrze jest wyrzucane ponownie do otoczenia.

## Ergonomia

**NU-619 Innovive® Edition** została ergonomicznie zaprojektowana z myślą o maksimum komfortu dla operatora. NU-619 jest mobilna (podstawa zaopatrzona w kółka) i posiada szerokość pozwalającą na przejazd przez standardowe otwory drzwiowe. Wysokość obszaru pracy jest regulowana (elektrycznie lub ręcznie) w zakresie 81 cm do 111 cm. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie urządzenia przez personel o różnym wzroście. Inne wysokości obszaru pracy dostępne są jako opcja.

**AllerGard NU-619 Innovive® Edition** oferuje:

- Niski poziom wibracji i hałasu (dzięki zastosowaniu nowego, ultrawydajnego silnika prądu stałego)
- Prosta obsługa
- Maksymalną widoczność i łatwość dostępu do obszaru roboczego
- Łatwość czyszczenia
- Długi bezawaryjny czas pracy
- Dwie niezależne strefy: czystą i brudną
- Podajnik klatek Innovive® po stronie czystej
- Odbiornik zużytych klatek Innovive® po stronie brudnej
- Statyw na butelki AQUAVIVE®

## Certyfikaty jakości i zgodności

- ISO9001, CE, UL

## MODELE

- **NU-619-400E Innovive® Edition do klatek INNOCAGE®,**
- **NU-619-500E Innovive® Edition do klatek INNOCAGE®.**

## CERTYFIKATY

CE, ISO9001

## SPECYFIKACJA

| MODEL                             | NU-619-400E IE                                  | NU-619-500E IE |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Filtry                            | HEPA - wlotowy i wylotowy o efektywności 99,99% |                |
| Gwarantowany czas życia filtrów   | 5 lat i 14 000 godzin pracy                     |                |
| Filtry                            | wstępny, wlotowy i wylotowy                     |                |
| Oświetlenie                       | fluorescencyjne                                 |                |
| Okna                              | dwustronne, podnoszone                          |                |
| Wysokość dostępu do obszaru pracy | 35 cm                                           |                |
| Zbiornik pod obszarem roboczym    | ze stali nierdzewnej na rozlane media           |                |

|                                               |                                        |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Zawór odpływowy zbiornika                     | +                                      | +                 |
| Podstawa                                      | regulowana wysokość 81-110cm           |                   |
| Uchwyt do przemieszczania urządzenia          | +                                      | +                 |
| Dł. przewodu zasilającego                     | 9 m                                    |                   |
| Wskaźniki zapchania filtrów                   | 2 wskaźniki (filtr wlotowy i wylotowy) |                   |
| Gniazdo zasilające                            | na panelu                              |                   |
| Kółka z blokadą do przemieszczania urządzenia | +                                      | +                 |
| Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]           | 1219 x 762 x 2010                      | 1524 x 762 x 2010 |
| Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]           | 1083 x 664 x 659                       | 1387 x 664 x 659  |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- statyw na butelki AQUAVIVE®,
- okno ze szkłem powiększającym,
- panel zamykający jedną stronę,
- podajnik karmy (prawy, lewy lub podwójny),
- półka boczna (lewa, prawa),
- pojemnik ze stali nierdzewnej na zużyte klatki,
- timer oświetlenia,
- automatyczny dozownik płynu odkażającego,
- jednorazowe prefiltry,
- system nawodnienia,
- dodatkowe gniazda sieciowe,
- spersonalizowane rozwiązania.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl