

STACJA CZYSZCZENIA KLATEK I ZMIANY PODŁOŻA NU-607



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

AllerGard NU-607 jest komorą laminarną I klasy bezpieczeństwa zaprojektowaną do pracy przy czyszczeniu klatek i zmianie podłoża w klatkach zwierząt laboratoryjnych w warunkach bezpiecznych dla operatora. Komora jest najbardziej odpowiednia dla czynników niskiego i średniego ryzyka biologicznego. Zmiana podłoża i czyszczenie klatek jest najbardziej niewdzięcznym zajęciem ale **AllerGard NU-607** czyni to zajęcie łatwiejszym, bezpieczniejszym i bardziej efektywnym.

AllerGard NU-607 oferuje:

- **Optymalne zabezpieczenie dzięki Kontroli Przepływu powietrza**

NU-607 zapewnia optymalną ochronę operatora dzięki połączeniu kontrolowanego przepływu powietrza i potrójnego filtra. Jednorodna bariera powietrzna zapewnia bezpieczny przepływ przez ponad 40 cm otwór roboczy. Bariera powietrzna minimalizuje migrację zanieczyszczeń generowanych w obszarze roboczym do otoczenia.

- **Wyśmienitą Widoczność i Oświetlenie**

Nieograniczona widoczność czyni z **NU-607** bardziej dostępną i wygodną dla operatora. Akrylowe panele boczne i uchylne okno frontowe zapewnia pełną widoczność. Zewnętrzne oświetlenie fluorescencyjne wraz z oświetleniem laboratorium pozwala na maksymalne oświetlenie obszaru roboczego.

- **Wbudowany System Alarmowy**

Elektroniczny system alarmowy zapewnia monitorowanie mas przepływającego powietrza w barierze powietrznej. System składa się z dwóch termoanemometrów które w sposób ciągły sprawdzają przepływ powietrza na filtrze wylotowym (przepływ adekwatny do przepływu w barierze powietrznej). Alarm optyczny i dźwiękowy jest aktywowany gdy przepływ powietrza spadnie poniżej

minimalnych bezpiecznych wartości.

▪ **Pewność w działaniu dzięki potrójnemu filtrowaniu**

Po przejściu przez obszar roboczy powietrze jest zasysane w górę i przechodzi przez zespół trzech filtrów. Pierwszy filtr wstępny zapewnia ochronę filtra głównego i wydłuża jego żywotność. Drugi filtr - główny HEPA o wydajności 99,99% eliminuje wszystkie cząstki stałe. Trzeci filtr z węgla aktywnego eliminuje substancje chemiczne, a w szczególności zapachy.

▪ **Elastyczność konfiguracji**

AlleGard NU-607 jest dostępny z trzema wersjami zsypów do obsługi małych i dużych klatek.

Certyfikat jakości i zgodności

- ISO9001, CE

MODELE

- **NU-607-400E**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001

SPECYFIKACJA

MODEL	NU-607-400E
Błat roboczy	1,2 m, stal nierdzewna
Wymiary zewnętrzne [mm]	2007 x 1270 x 737 (w. x sz. x g.)
Wymiary wewnętrzne [mm]	610 x 1099 x 699 (w. x sz. x g.)
Waga	227 kg
Filtry	pierwszy-wstępny, drugi-główny HEPA wydajność 99.99%
Oświetlenie	fluorescencyjne
Panele boczne	akryl
Alarm	optyczny i dźwiękowy (włącza się, gdy przepływ powietrza spadnie poniżej minimalnych bezpiecznych wartości)
Zsypy	3 rodzaje, do obsługi małych i dużych klatek

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl