

STACJA ZMIANY KLATEK I TRANSFERU ZWIERZĄT Z PODWÓJNYM DOSTĘPEM NU-619 INNOVIVE® EDITION



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

AllerGard NU-619 Innovive® Edition jest komorą laminarną z podwójnym dostępem oferującą ochronę zwierząt wewnątrz komory oraz ochronę laboratorium podczas transferu zwierząt pomiędzy klatkami. Dostęp do obszaru pracy po kącie 320° pozwala na łatwość działania podczas obsługi zwierząt transgenicznych.

Unikalna Powierzchnia Pracy

NU-619 Innovive® Edition wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany blat roboczy z unikalnym wzorem otworów wlotowych powietrza, który zapewnia zwiększoną ochronę personelu przeciw alergenom odzwierzęcym pochodzącym z włosów, resztek skórnych, pozostałości wyściółki klatek. Zanieczyszczenia zasysane są poprzez otwory wokół obszaru roboczego, zbierane są na filtry wstępnym a następnie powietrze wydalone jest po przejściu przez wylotowy filtr HEPA. Obszar roboczy podzielony jest na dwie strefy - czystą i brudną - za pomocą otworów zasysających powietrze w celu lepszej ochrony przed kontaminacją pomiędzy klatkami, które mogą być obsługiwane jednocześnie.

System przepływu powietrza Push-Pull

Powietrze z otoczenia przefiltrowywane jest przez filtr HEPA i pchane w dół w jednorodny sposób na obszar roboczy NU-619. Wymieszane powietrze z obszaru pracy jest ciągle zasysane poprzez otwory w blacie roboczym, następnie przechodzi poprzez filtry wstępne, filtr HEPA. Po pełnym przefiltrowaniu powietrze jest wyrzucane ponownie do otoczenia.

Ergonomia

NU-619 Innovive® Edition została ergonomicznie zaprojektowana z myślą o maksimum komfortu dla operatora. NU-619 jest mobilna (podstawa zaopatrzona w kółka) i posiada szerokość pozwalającą na przejazd przez standardowe otwory drzwiowe. Wysokość obszaru pracy jest regulowana (elektrycznie lub ręcznie) w zakresie 81 cm do 111 cm. Takie rozwiązanie pozwala na wykorzystanie urządzenia przez personel o różnym wzroście. Inne wysokości obszaru pracy dostępne są jako opcja.

AllerGard NU-619 Innovive® Edition oferuje:

- Niski poziom wibracji i hałasu (dzięki zastosowaniu nowego, ultrawydajnego silnika prądu stałego)
- Prostą obsługę
- Maksymalną widoczność i łatwość dostępu do obszaru roboczego
- Łatwość czyszczenia
- Długi bezawaryjny czas pracy
- Dwie niezależne strefy: czystą i brudną
- Podajnik klatek Innovive® po stronie czystej
- Odbiornik zużytych klatek Innovive® po stronie brudnej
- Statyw na butelki AQUAVIVE®

Certyfikaty jakości i zgodności

- ISO9001, CE, UL

MODELE

- **NU-619-400E Innovive® Edition do klatek INNOCAGE®,**
- **NU-619-500E Innovive® Edition do klatek INNOCAGE®.**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001

SPECYFIKACJA

MODEL	NU-619-400E IE	NU-619-500E IE
Filtry	HEPA - wlotowy i wylotowy o efektywności 99,99%	
Gwarantowany czas życia filtrów	5 lat i 14 000 godzin pracy	
Filtry	wstępny, wlotowy i wylotowy	
Oświetlenie	fluorescencyjne	
Okna	dwustronne, podnoszone	
Wysokość dostępu do obszaru pracy	35 cm	
Zbiornik pod obszarem roboczym	ze stali nierdzewnej na rozlane media	

Zawór odpływowy zbiornika	+	+
Podstawa	regulowana wysokość 81-110cm	
Uchwyt do przemieszczania urządzenia	+	+
Dł. przewodu zasilającego	9 m	
Wskaźniki zapchania filtrów	2 wskaźniki (filtr wlotowy i wylotowy)	
Gniazdo zasilające	na panelu	
Kółka z blokadą do przemieszczania urządzenia	+	+
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	1219 x 762 x 2010	1524 x 762 x 2010
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	1083 x 664 x 659	1387 x 664 x 659

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- statyw na butelki AQUAVIVE®,
- okno ze szkłem powiększającym,
- panel zamykający jedną stronę,
- podajnik karmy (prawy, lewy lub podwójny),
- półka boczna (lewa, prawa),
- pojemnik ze stali nierdzewnej na zużyte klatki,
- timer oświetlenia,
- automatyczny dozownik płynu odkażającego,
- jednorazowe prefiltry,
- system nawodnienia,
- dodatkowe gniazda sieciowe,
- spersonalizowane rozwiązania.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl