

## RECYRKULATOR BIOSAN UVR-M / UVR-Mi



### INNE ZDJĘCIA



### OPIS OGÓLNY

**UVR-M/UVR-Mi** to urządzenia przystosowane do dezynfekcji powietrza w różnych biomedycznych pokojach laboratoryjnych, salach operacyjnych, stacjach weterynaryjnych, zakładach produkcji żywności. Są to efektywne narzędzia dla ochrony przed wirusami grypy i innymi wirusami dróg oddechowych w czasie epidemii.

#### Recyrkulator UVR-M

- 25 W bezozonowa, antybakteryjna lampa UV,
- wydajność dezynfekcji powietrza  $14 \text{ m}^3/\text{godz.}$ ,
- poziom promieniowania UV  $15 \text{ mW/cm}^2/\text{sek.}$ ,
- wygodny montaż:
  - na ścianie (standard),
  - na ruchomym statywie (opcja),
- pełna ochrona przed promieniowaniem UV.

#### Recyrkulator UVR-Mi

- 2 lampy 25 W bezozonowe, antybakteryjne lampy UV,
- wydajność dezynfekcji powietrza  $14 \text{ m}^3/\text{godz.}$ ,
- poziom promieniowania UV  $30 \text{ mW/cm}^2/\text{sek.}$ ,
- wygodny montaż:
  - na ścianie (standard),
  - na ruchomym statywie (opcja),
- pełna ochrona przed promieniowaniem UV,
- wyświetlacz LCD,
- timer regulowany od 1 minuty do 24 godzin / tryb non-stop,
- automatyczny przełącznik ON / OFF,

- lampka rozpoznająca usterki.

## MODELE

- **UVR-M**
- **UVR-Mi**

## CERTYFIKATY

CE, ISO9001

## SPECYFIKACJA

| MODEL                                               | UVR-M                                                  | UVR-Mi                                                 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lampy                                               | 25 W bezozonowa, antybakteryjna lampka UV              | 2 lampy 25 W bezozonowe, antybakteryjne lampy UV       |
| Wydajność dezynfekcji powietrza [m <sup>3</sup> /h] | 14                                                     | 14                                                     |
| Poziom promieniowania UV [mW/cm <sup>2</sup> /s]    | 18                                                     | 36                                                     |
| Montaż                                              | na ścianie (standard),<br>na ruchomym statywie (opcja) | na ścianie (standard),<br>na ruchomym statywie (opcja) |
| Pełna ochrona przed promieniowaniem UV              | +                                                      | +                                                      |
| Wyświetlacz                                         | -                                                      | LCD                                                    |
| Timer                                               | -                                                      | 1 min - 24 godz. / tryb non-stop                       |
| Automatyczny przełącznik ON / OFF                   | -                                                      | +                                                      |
| Lampka rozpoznająca usterki                         | -                                                      | +                                                      |
| Wymiary (W x D x H) [mm]                            | 110 x 135 x 660                                        | 110 x 135 x 660                                        |
| Waga [kg]                                           | 3,4                                                    | 3,4                                                    |
| Zasilacz [V / Hz]                                   | 230 / 50                                               | 230 / 50                                               |

- statyw **Tripod UVR-S**.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl