


OPROGRAMOWANIE DO AGREGOMETRÓW AGGROLINK



OPIS OGÓLNY

Oprogramowanie i interfejs **AggroLink**.

W dobie powszechnej komputeryzacji agregometry **serii 490** oraz **590** wyposażone zostały w interfejs do przesyłania danych pomiarowych do komputera PC.

Oprogramowanie obliczeniowe **AggroLink** pozwala na:

- wyświetlanie do czterech krzywych (cztery kanały pomiarowe) w tym samym czasie z danymi takimi jak amplitudy i nachylenia,
- zapisanie i wywołanie krzywych testowych z danymi alfanumerycznymi dotyczącymi badania i pacjenta,
- drukowanie w kolorze wyników testów oraz raportów klinicznych z testami (do 24 krzywych) na pojedynczej kartce,
- eksport danych do arkusza kalkulacyjnego oraz oprogramowania desktop publishing.

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl