


INKUBATORY PRZENOŚNE SERII BOTHERM INC Z WYMIENNYMI BLOKAMI



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Inkubator **INC-RB1** jest przenośnym urządzeniem zaprojektowanym do przenoszenia żywych kultur komórek, gamet i tkanek w odpowiedniej temperaturze. Wahania temperatury i różnica między temperaturami poszczególnych próbek wynosi mniej niż 0,05°C. Podtrzymanie temperatury jest możliwe przez okres ponad 30 godzin od odłączenia urządzenia od zasilania z sieci. Długi czas pracy umożliwia wysyłanie materiału w inkubatorze na duże odległości np. za granicę. Inkubator jest wyposażony w mocną, bezpieczną obudowę, przystosowaną do różnego rodzaju transportu.

Wybór bloków grzejnych zapewnia pracę z różnymi probówkami/fiolkami. Bloki grzejne mogą być wyjmowane i sterylizowane lub wymieniane przez użytkownika. **Biotherm™ INC-RB1** jest standardowo wyposażony w 1 blok grzejny. Aktualnie użytkownik ma do wyboru 9 bloków grzejnych. Na zamówienie dostępne są inne bloki grzejne.

MODELE

- **INC-RB1**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	Biotherm™ INC-RB1
Zasilanie bateryjne [V / Ah]	2 x 6 / 4
Uniwersalne gniazdo zasilania	+
Wbudowana ładowarka baterii	+
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	+
Zewnętrzne połączenie [V]	12
Zakres temperatury pracy [°C]	od 32,5 do 40 (co 0,5)
Czas utrzymywania temperatury na bateriach [h]	>30
Bezpieczny mechanizm zamykający	+
Całkowicie zdejmowalna pokrywa	+
Wymiary (W x D x H) [mm]	275 x 212 x 258
Waga [kg]	ok. 6 (z bateriami)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- blok **A12/1** - 12 x 15 mm i 1 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- blok **E10** - 10 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- blok **F6/6** - 6 x 17 mm (14 mL lub 15 mL) i 6 x 12 mm (6 mL),
- blok **G17** - 17 x 12 mm (5 mL lub 6 mL),
- blok **L14/4** - 14 x 13 mm (1,8 krioprobówki) i 14 x 8,5 mm,
- blok **V12** - 12 x 16 mm (10 mL),
- blok **M3/G4** - 3 x 30 mm (50 mL) i 4 x 12 mm (5 mL lub 6 mL),
- blok **M2/E4** - 2 x 30 mm (50 mL) i 4 x 17 mm (14 mL lub 15 mL),
- blok **M2/G8** - 2 x 30 mm (50 mL) i 8 x 12 mm (5 mL lub 6 mL).

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl