

STACJA ZASILAJĄCA BIOTHERM™ COMMAND STATION 1



OPIS OGÓLNY

BioTherm™ Command Station 1 umożliwia podłączenie i zasilanie każdego z urządzeń Smart Device BioTherm™, jak: stół grzejny, płyta grzejna czy blok grzejny. Używany jest do monitorowania temperatury i zmian ustawień wewnętrznej temperatury Smart Device. Może również być stosowana do kalibracji Smart Device przy pomocy prostej procedury.

MODELE

- **BioTherm™ Command Station 1**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Command Station 1
Zasilanie [V]	230
Waga [kg]	1,1
Wymiary (W x D x H) [mm]	180 x 130 x 56
Klawiatura wodoodporna	+
Wyświetlacz z regulowaną jasnością / rozdzielczość wyświetlacza [°C]	0,1

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl