

INKUBATOR PRZENOŚNY INC Z WBUDOWANYMI BLOKAMI



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Inkubator **INC** jest przenośnym urządzeniem zaprojektowanym do przenoszenia żywych kultur komórek, gamet i tkanek w odpowiedniej temperaturze. Wahania temperatury i różnica między temperaturami poszczególnych próbek wynosi mniej niż 0,05°C. Podtrzymanie temperatury jest możliwe przez okres ponad 30 godzin od odłączenia urządzenia od zasilania z sieci. Można zastosować różne rozmiary probówek na materiał. Gniazda są wmontowane na stałe do inkubatora. Inkubator jest wyposażony w mocną, bezpieczną obudowę, przystosowaną do różnego rodzaju transportu.

Dostępne są inkubatory z blokami na słomki, płytki Petriego, strzykawki oraz probówki.

MODELE

- **INC-SC**
- **INC-PG**
- **INC-SY**
- **INC-G25**

CERTYFIKATY

SPECYFIKACJA

MODEL	INC
Zasilanie bateryjne [V / Ah]	2 x 6 / 4
Uniwersalne gniazdo zasilania	+
Wbudowana ładowarka baterii	+
Wskaźnik poziomu naładowania baterii	+
Zewnętrzne połączenie [V]	12
Zakres temperatury pracy [°C]	32,5 do 40 (co 0,5)
Czas utrzymywania temperatury na bateriach [h]	>30
Bezpieczny mechanizm zamykający	+
Całkowicie zdejmowalna pokrywa	+
Wymiary (W x D x H) [mm]	275 x 212 x 258
Waga [kg]	ok. 6 (z bateriami)

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl