




INKUBATORY Z CHŁODZENIEM I WYMUSZONYM OBIEGIEM DAIHAN THERMOSTABLE™ SIR / IR



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Inkubatory z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem **SIR / IR** firmy **DAIHAN**.

Właściwości:

- do różnych zastosowań: hodowla komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacja w stałych temperaturach, kiełkowanie roślin, testy BOD itp.,
- opatentowany system kontroli **Jog-Dail** (seria **IR**),
- sterownik **Smart-Lab™** (seria **SIR**),
- ergonomiczny, kolorowy, 4-calowy ekran dotykowy LCD (Seria **SIR**),
- wyświetlacz LCD z podświetleniem (seria **IR**),
- usługa WiRe™ App&Web (Seria **SIR**),
- do różnych zastosowań: hodowla mikroorganizmów, hodowla komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacja w stałych temperaturach itp.,
- usługa WiRe™ App&Web (seria **SIF**),
- WiFi (Seria **SIR**),
- funkcja autodiagnostyki (seria **SIR**),

- automatyczna rejestracja danych (seria **SIR**),
- ustawianie różnych programów dla wielu aplikacji z wieloma segmentami (seria **SIR**),
- złącze RS232C do komunikacji i sterowania za pomocą komputera PC,
- wnętrze ze stali nierdzewnej, obudowa ze stali lakierowanej,
- 3 druciane półki,
- drzwi wewnętrzne – szklane, hartowane,
- funkcje alarmu: błąd i wyłączenie timera,
- ochrona przed przegrzaniem,
- wrywanie uszkodzenia sensora.

MODELE

- **ThermoStable™ SIR / IR-150**, poj. 150 L
- **ThermoStable™ SIR / IR-250**, poj. 250 L
- **ThermoStable™ SIR / IR-420**, poj. 420 L
- **ThermoStable™ SIR / IR-700**, poj. 700 L

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	ThermoStable™ SIR / IR-150	ThermoStable™ SIR / IR-250	ThermoStable™ SIR / IR-420	ThermoStable™ SIR / IR-700
Pojemność [L]	150	250	420	700
Wymiary wewn?trzne (W x D x H) [mm]	505 x 505 x 610	505 x 505 x 1000	705 x 605 x 1000	800 x 700 x 1250
Wymiary zewn?trzne (W x D x H) [mm]	640 x 832 x 1313	640 x 832 x 1703	840 x 932 x 1753	935 x 1027 x 2000
Zakres temperatury [°C]	0 do +60			
Rozkład temperatury [°C]	±0,5 przy 37, ±1,4 przy 50			
Rozdzielczo?? wy?wietlacza [°C]	±0,1			
Czas nagrzewania [min]	20 (do 37°C); 20 (do 50°C)		35 (do 37°C); 35 (do 50°C)	
Czas przywracania temperatury (dla drzwi otwartych przez 30 sek.) [min]	10 (do 37°C); 12 (do 50°C)		12 (do 37°C); 15 (do 50°C)	
Timer	99 godz. 59 min (funkcja opó?nienia, tryb pracy ci?g?ej)			
Obieg powietrza	wymuszony			
Waga [kg]	118	157	202	234

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- półki druciane, teflonowe lub ze stali nierdzewnej.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl