
TERMOBLOK BIOSAN TDB-120



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

TDB-120 jest tradycyjnym suchym termostatem blokowym firmy Biosan. Termostat został zaprojektowany do utrzymywania stałej temperatury próbek w probówkach umieszczonych w otworach bloku aluminiowego. Niezwykle wysoka precyzja i jednorodność temperatury w bloku umożliwia szerokie zastosowanie **TDB-120** w analizach PCR.

W **TDB-120** czas i temperatura są kontrolowane mikroprocesorowo.

Specyfikacja wbudowanych bloków

Dostępne dwa modele oferują wybór konfiguracji probówek, aby spełnić potrzeby wielu standardowych procedur laboratoryjnych:

Blok A-103

21 x 0,5 mL + 32 x 1,5 mL + 50 x 0,2 mL

Blok A-53

21 x 0,5 mL + 32 x 1,5 mL

MODELE

- **TDB-120 z blokiem A-53**
- **TDB-120 z blokiem A-103**

Uwaga! Bloki są niewymienne, wbudowane na stałe.

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	TDB-120
Zakres temperatury [°C]	+25 do +120
Zakres kontroli temperatury [°C]	5 powyżej temperatury otoczenia do +120
Rozdzielczość [°C]	0,1
Stabilność temperatury (w +37°C) [°C]	±0,1
Równomierny rozkład temperatury (w +37°C) [°C]	±0,1
Zakres współczynnika kalibracji temperatur	0,986 do 1,031 (±0,031)
Timer	cyfrowy 1 min - 96 godz. (krok co 1 min)
Wyświetlacz	dwuliniowy LCD
Wymiary (W x D x H) [mm]	230 x 210 x 110
Waga [kg]	2,8
Zasilanie [V / Hz / W]	230 / 50 / 200

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- blok **A-103** 21 x 0,5 mL + 32 x 1,5 mL + 50 x 0,2 mL,
- blok **A-53** 21 x 0,5 mL + 32 x 1,5 mL.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl