

SYSTEM POWIADAMIANIA I MONITOROWANIA INNUBIO GSM



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Innubio to najnowsza usługa przeznaczona dla laboratoriów wszystkich branż oraz miejsc gdzie niezbędna jest rejestracja danych oraz powiadamianie o sytuacjach alarmowych.

System **Innubio GSM** pozwala na ciągły monitoring parametrów, gromadzenie na serwerach firmy **Biogenet**, przetwarzanie i łączenie danych z dowolnych urządzeń podłączonych do systemu. Dane przesyłane są w czasie rzeczywistym na serwery internetowe. Użytkownik ma do tych danych dostęp z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę internetową. System pozwala na informowanie o wystąpieniu zdarzeń zdefiniowanych w systemie np. alarmowych za pomocą powiadomień emailowych, wiadomości SMS oraz na stronie www systemu. System do poprawnej pracy wymaga podłączenia do sieci komputerowej Ethernet lub WiFi lub GSM (dowolna jedna z trzech sieci).

Jakie urządzenia można monitorować ?

- lodówki laboratoryjne,
- zamrażarki laboratoryjne,
- zamrażarki niskotemperaturowe,
- ciepłarki,
- inkubatory CO₂ i O₂,
- komory klimatyczne,
- piece,
- oraz wiele innych.

Jakie parametry można monitorować ?

- temperaturę,
- wilgotność,
- poziom gazu (np. CO₂ lub O₂),

- ciśnienie,
- poziom płynu,
- wystąpienie stanu alarmowego,
- oraz wiele innych parametrów (w zależności od dostępnych rozwiązań technicznych).

W jaki sposób odbywa się komunikacja z chmurą ?

- za pomocą sieci Ethernet (gniazdko w ścianie),
- za pomocą sieci WiFi (bezprzewodowo),
- za pomocą sieci GSM (bezprzewodowo).

Jak odbywa się powiadamianie i dostęp do systemu ?

- powiadamianie na email,
- powiadamianie i obsługa SMS,
- powiadamianie i obsługa poprzez stronę WWW.

Ile urządzeń można monitorować ?

Do jednego urządzenia zbierającego dane można podłączyć od 1 do 16 urządzeń. Maksymalna ilość monitorowanych urządzeń zależy od rodzaju monitorowanych parametrów oraz sposobu ich podłączenia.

Innubio zapewnia najwyższe bezpieczeństwo.

Komunikacja z usługą cloud jest szyfrowana za pomocą certyfikatów SSL. Kontrola dostępu do urządzeń jest zabezpieczona i udostępniana tylko wybranym użytkownikom.

MODELE

- **Innubio GSM**

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl