

## Pipety automatyczne jednokanałowe z blokadą objętości Biosan Assist



### Opis produktu

Pipety automatyczne jednokanałowe z blokadą objętości **serii Assist** zostały zaprojektowane do mierzenia i przenoszenia objętości od 0,1  $\mu\text{L}$  do 10000  $\mu\text{L}$  w zależności od modelu.

Pipety wyposażone są w analogowy licznik, który pokazuje objętość pipety. Ustawianie pojemności odbywa się poprzez przekręcanie pokrętki lub czarnego pokrętki regulacyjnego w odpowiednim kierunku. Zakres pojemności danej pipety pokazywany jest na tłoku.

#### Najważniejsze cechy:

- profilowany kształt i lekka waga,
- blokada objętości,
- zapewnienie dokładności i precyzji,
- odporność na promieniowanie UV i w pełni autoklawowalne,
- pojemności 5 i 10 mL chronione filtrem,
- kolorowe kodowanie w celu łatwej identyfikacji,
- regulacja wysokości systemu zrzutu w celu dopasowania do końcówek różnych producentów,
- podwójne ustawianie objętości za pomocą przycisku lub pokrętki,
- system delikatnej sprężyny zapewniający płynne i łatwe pipetowanie.

### Modele

- **APL2**
- **APL10**
- **APL20**
- **APL100**
- **APL200**
- **APL1000**
- **APL5000**
- **APL10000**

### Certyfikaty

CE

### Specyfikacja

MODEL	Objętość [ $\mu\text{L}$ ]	Dokładność [%]	Precyzyjność [%]	Kolor
-------	----------------------------	----------------	------------------	-------

<b>APL2</b>	0,1	±12,0	±6,0	czerwony
	1,0	±2,7	±1,3	
	2,0	±1,5	±0,7	
<b>APL10</b>	0,5	±4,0	±2,8	czerwony
	5,0	±1,0	±0,6	
	10,0	±0,5	±0,4	
<b>APL20</b>	2	±3,0	±1,5	żółty
	10	±1,0	±0,5	
	20	±0,8	±0,3	
<b>APL100</b>	10	±1,6	±0,80	żółty
	50	±0,8	±0,24	
	100	±0,8	±0,20	
<b>APL200</b>	20	±1,2	±0,60	żółty
	100	±0,8	±0,25	
	200	±0,6	±0,20	
<b>APL1000</b>	100	±1,6	±0,40	niebieski
	500	±0,7	±0,20	
	1000	±0,6	±0,15	
<b>APL5000</b>	500	±1,2	±0,50	biały
	2500	±0,6	±0,20	
	5000	±0,5	±0,15	
<b>APL10000</b>	1000	±2,5	±0,6	biały
	5000	±0,8	±0,3	
	10000	±0,5	±0,2	

## Wyposażenie opcjonalne

- statyw karuzelowy,
- statyw szeregowy (na jedną lub maksymalnie 4 pipety),
- wymienne końcówki pipet.

**Adres siedziby**

Biogenet Sp. z o.o.  
ul. Parkingowa 1  
05-420 Józefów k./Otwocka

**Adres e-mail**

biogenet@biogenet.pl

**Dział handlowy****Numer telefonu**

+48 22 463 80 40 do 45

**Numer faksu**

+48 22 417 31 98

**Dział serwisu****Numer telefonu**

+48 22 463 80 48

**Adres e-mail**

serwis@biogenet.pl

**Badania i rozwój****Adres e-mail**

badania@biogenet.pl

PID: BS-01052/3x

UID: 002-08-1-APLx-0

Plik wygenerowany na stronie: [www.biogenet.pl](http://www.biogenet.pl)

Data aktualizacji treści na stronie: 18.02.2026 13:35

Data wygenerowania pliku PDF: 2026-05-16 07:24:41

Hash: 39bee4c4781c59a41e737c1af354b959

Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów. Zastosowane ilustracje mogą różnić się od oryginału i służą jedynie prezentacji przykładowego wyglądu produktu.