






KOMORA HODOWLANA FITOTRONOWA FITO700 BASIC



INNE ZDJĘCIA



PODGLĄD USTAWIENI									
IT	IR	Temp	DH	CW	VW	B	DB		
21.59	00:01	18.1°C	51%	0%	0%	0%	0%		
07:59	00:01	20.0°C	49%	50%	50%	0%	0%	1	
21.59	00:01	18.1°C	51%	0%	0%	0%	0%		

OPIS OGÓLNY

- pojemność hodowlana 650 litrów,
- komora hodowlana ze stali nierdzewnej,
- 3 poziomy światłne (2 regulowane) i 3 regulowane półki hodowlane,
- oświetlenie hodowlane dynamic white + FarRed z niezależną regulacją 3 kanałów,
- maksymalne natężenie światła powyżej 380 $\mu\text{mol/s}^{-1}/\text{m}^2$,
- zakres temperatury hodowli +4 do +50°C,
- 10" ekran dotykowy sterownika z polskim oprogramowaniem kontrolnym,
- wbudowana pamięć sterownika do rejestracji parametrów hodowli,
- połączenie do sieci komputerowej i internetu do zdalnego nadzoru.

MODELE

SPECYFIKACJA

MODEL	FITO700
Pojemność hodowlana [L]	650
Materiał komory hodowlanej	stal nierdzewna
Rodzaj oświetlenia	półkowe
Półki - ilość	3 oświetleniowe / 3 hodowlane
Podstawowe źródła światła	panele dynamic white + FarRed z niezależną regulacją 3 kanałów świetlnych
Zakres temp. barwowych	2700 do 5000K oraz 710-740 nm; natężenie >380 $\mu\text{mol/s-1/m}^2$
Zakres temperatury hodowli	+4 do +50°C dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone)
Wyświetlacz	dotykowy, kolorowy LCD o przekątnej 10 cali
Język oprogramowania	polski
Miejsce rejestracji	wbudowana pamięć sterownika
Złącza i systemy komunikacji	1 x USB, 1 x ETH
Wymiary zewnętrzne maksymalne [mm]	800 x 920 x 1990
Wymiary wewnętrzne [mm]	600 x 605 x 1505
Maksymalna powierzchnia hodowlana [m ²]	3,3
Napięcie [V / Hz]	230 / 50

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- oświetlenie łączone (podpółkowe i boczne),
- oświetlenie źródłami klasycznymi UVA i UVB,
- lampa bakteriobójcza UVC,
- źródła światła o wyspecyfikowanej charakterystyce widma,
- oświetlenie przystosowane do hodowli glonów oraz organizmów wodnych,
- rozszerzony zakres temperatur,
- monitorowanie zawartości CO₂ lub O₂ w komorze hodowlanej,
- dodatkowe drzwi szklane,
- gniazda elektryczne w komorze hodowlanej lub na zewnątrz komory,
- instalacja dla napowietrzania oraz hydroponiki wewnątrz komory,
- przepusty do komory pomiarowej,
- wbudowany system **Innubio.cloud** do archiwizacji i powiadamiania zdalnego za pomocą SMS oraz email o sytuacjach alarmowych,
- możliwość zamontowania osuszacza do obniżenia zakresu utrzymania wilgotności poniżej poziomu RH otoczenia,
- system odwróconej osmozy do oczyszczania wody,
- system niezależnego zasilania wodą z dużym 20 litrowym zbiornikiem na wodę oraz własną pompą zasilającą,
- inne opcje na życzenie klienta po konsultacji z naszym działem R&B.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl