

AKCESORIA DO KOMÓR LAMINARNYCH



OPIS OGÓLNY

W uzupełnieniu naszej oferty komór proponujemy Państwu ergonomiczne rozwiązania, które zwiększą produktywność, jakość, niezawodność, komfort oraz bezpieczeństwo pracy:

- **komory NuAire** zapewniają maksimum miejsca na nogi, co wpływa na zachowanie właściwej pozycji siedzącej. Dodatkowo **regulowana na wysokość podstawa komory** umożliwia wygodną pracę zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej osobom o zróżnicowanym wzroście,
- **NuAire** oferuje właściwe **wsparcie dla przedramion i łokci na całej szerokości komory**, idealne dla prac absorbujących czas, np. pipetowanie. Pozwala jednocześnie trzymać przedramiona i łokcie poza strefą przepływu powietrza, tak, aby nie zaburzać jego ochronnej bariery,
- ergonomicznie zaprojektowany **podłokietnik**, pokryty jest miękkim tworzywem, łatwym w utrzymaniu czystości oraz łatwym w montażu i demontażu. Opakowanie zawiera 10 szt.,
- **obrotowy stolik** w całości wykonany ze stali nierdzewnej jest łatwy w utrzymaniu czystości i w pełni autoklaw owalny. Można go umieścić w tylnym rogu strefy roboczej, co pozwoli lepiej zagospodarować przestrzeń pracy oraz zminimalizować napięcie mięśni rąk, szyi i pleców,
- poszerzona strefa widoczności, szyba z bezpiecznego szkła hartowanego, bezramowa, pozwala zachować prawidłową postawę w trakcie pracy, a właściwe oświetlenie, bezcieniowe redukuje możliwość oślepienia,
- proponowane przez **NuAire** ergonomicznie zaprojektowane **fotele laboratoryjne** oraz **podstawy na stopy i łokcie** zapewniają im optymalne podparcie,
- **palnik bunsenowski** na gaz ziemny lub propan-butan, zasilany z sieci, butli gazowych lub naboje. Palnik może być uruchamiany poprzez czujnik ruchu, przycisk nożny lub łokciowy oraz przyciskiem z lokalizowanym w panelu palnika (opcja ta nie jest polecana do pracy w komorach laminarnych),
- **ręczny sterylizator** płomieniowy jest wygodnym, lekkim urządzeniem, dzięki któremu możliwe jest opalenie płytek z podłożami, wyjaławianie miejsc trudnodostępnych, połączeń, zaworów w instalacjach przemysłowych, powierzchni przed pobraniem próbek,
- **sterylizator elektryczny** pozwala na szybką i bezpłomieniową sterylizację ez, igieł i innych narzędzi laboratoryjnych,
- **ssak próżniowy** do bezpiecznego usuwania roztworów może być stosowany w wielu aplikacjach np. do usuwania medium z hodowli tkankowej, supernatantów powstałych po wirowaniu, płynów płuczających z płytek stosowanych w metodach immunoenzymatycznych itp. Zastosowana pompa próżniowa zabezpiecza zarówno odsysane płyny, jak i środowisko przed kontaminacją, a także zapewnia bezpieczeństwo pracy operatorów pracujących z substancjami niebezpiecznymi: biologicznymi, chemicznymi czy radioaktywnymi,

- **pipetor bezprzewodowy** przystosowany do pipet szklanych i plastikowych o pojemności od 100µL do 100mL. Trwała bateria o dużej pojemności pozwala na ciągłą pracę przez 12 godzin. Szeroki wybór pipetorów np. z tworzywa odpornego na promienie UV, autoklawowalne, analogowe i cyfrowe oraz z ruchomym ramieniem pipetującym umożliwiającym ustawienie kąta nachylenia od 0° do 20°, pozwala dopasować ofertę indywidualnie do potrzeb każdego klienta,
- **miniwirówki** kompaktowe idealne do szybkiego odwirowania zawartości probówki z jej ścianek i korka. Niezbędna w każdym laboratorium wykonującym PCR. Obsługa tego rodzaju wirówki jest niezwykle prosta, wystarczy załadować probówki, zamknąć pokrywę i uruchomić wirówkę przyciskiem on/off.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl