

METALOWY WYCIĄG LABORATORYJNY TOPAIR



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Dygestorium zapewnia ochronę operatora przed oparami kwasów oraz niebezpiecznymi gazami. Szkodliwe i nieprzyjemne opary chemiczne są usuwane w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego środowiska pracy. Usuwanie oparów poza budynek odbywa się za pomocą wentylatora zewnętrznego zamontowanego w dachu lub w ścianie. Obudowa wykonana jest z metalu z powłoką epoksydową, natomiast wewnątrz wykonane jest z laminatu wysokociśnieniowego HPL 6 mm.

Właściwości:

- metal z powłoką epoksydową lub opcjonalna obudowa z polipropylenu doskonale nadaje się do pracy z agresywnymi środkami chemicznymi,
- okno frontowe wykonane ze szkła hartowanego, suwane góra / dół,
- zasysanie powietrza zarówno z góry, jak również z tyłu panelu,
- oświetlenie: LED 800 lux z opcją ochrony przed pęknięciem,
- prędkość przepływu powietrza 0,5 m/s,
- ściany boczne z HPL o grubości 6 mm zapewniającego trwałość i łatwość w czyszczeniu (opcjonalnie ze stali nierdzewnej / polipropylenu),
- blat roboczy pokryty powłoką epoksydową, krawędzie nachylone w kierunku obszaru roboczego (opcjonalnie z HPL / stali nierdzewnej / polipropylenu / ceramiki),
- panel sterowania z funkcją „on/off”, włącznikiem światła oraz opcjonalnym systemem VAV (zawiera czujnik prędkości powietrza),
- podstawa dygestorium – szafa – do przechowywania chemikaliów (opcjonalnie metalowa lub z polipropylenu),
- dodatkowe akcesoria jak: zlew, kran, zawór gazu i gniazda elektryczne, zgodnie z potrzebami użytkownika.

MODELE

- FH-120
- FH-150
- FH-180
- FH-200
- FH-250

CERTYFIKATY

CE, ASHRAE, EN14175

SPECYFIKACJA

MODEL	FH-120	FH-150	FH-180	FH-200
Wymiary zewnętrzne (W x D x H)[mm]	1200 x 800 x 2350	1500 x 800 x 2350	1800 x 800 x 2350	2000 x 800 x
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	950 x 680 x 1145	1250 x 680 x 1145	1550 x 680 x 1145	1800 x 630 x
Max. wysokość okna dostępowego [mm]	860			
Standardy produkcji	EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995			
Prędkość przepływu powietrza [m/s]	0,5±0,1 (100±20 FPM)			
Materiał obudowy	Obudowa wykonana z metalu z powłoką epoksydową, wewnątrz wykonana z HPL 6 mm			
Materiał strefy pracy	HPL / ceramika / epoksyd / polipropylen / stal nierdzewna			
Opcjonalny system kontroli	system VAV z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem 9’’			
Standardowe opcje	kranik / zawór gazu / zawór próżniowy / zlew polipropylenowy / szkło Triplex / Ex			
Oświetlenie [lux]	800			

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podstawa,
- zlewik polipropylenowy,
- kranik,
- gniazdko elektryczne,
- wentylator 1,1 kW.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl