

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -86°C VESTFROST VTS 098



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C **VTS 098** firmy **Vestfrost** umożliwia bezpieczne przechowywanie wrażliwych materiałów, takich jak próbki badawcze, chemikalia i wirusy, dla których warunki przechowywania muszą pozostać niezmiennie. Wśród wielu przydatnych funkcji, zamrażarka VTS została wyposażona w nowy sterownik biomedyczny oraz intuicyjny czarny dotykowy wyświetlacz, port USB oraz funkcję łączności MODBUS. Energooszczędne oświetlenie LED zapewnia użytkownikowi pełną widoczność przechowywanej zawartości.

Charakterystyka zamrażarki:

- pionowa - szafowa,
- podstawa zamrażarki na stopkach,
- sterownik z rejestratorem i złączem USB do odczytu danych,
- zamknięcie na klucz,
- drzwi pełne,
- oświetlenie LED
- podtrzymanie bateryjne sterownika,
- przepust kablowy,
- energooszczędne,
- niski poziom hałasu,
- stabilna i jednorodna temperatura.

Właściwości alarmu:

- alarm za wysokiej / niskiej temperatury,
- alarm otwartych drzwi,

- alarm uszkodzenia sondy,
- alarm zaniku zasilania.

MODELE

- VTS 098

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	VTS 098
Pojemność (netto) [L]	92
Zakres temperatury [°C]	-86 / -20
Ilość stelaży	3 x 3 - 5 szt. (TE23120) 4 x 3 - 1 szt. (TE23122) 3 x 2 - 1 szt. (TE23114)
Maksymalna ilość pudełek 50 mm	63
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	630 x 435 x 428
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	595 x 645 x 825
Waga (netto) [kg]	61
Poziom hałasu [dB]	57
Zużycie energii [kW / 24 godz.]	6,5
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl