

MIESZADŁA MECHANICZNE O DUŻEJ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ DAIHAN



OPIS OGÓLNY

Analogowe / cyfrowe mieszadła mechaniczne **firmy Daihan** o dużej prędkości obrotowej. Przeznaczone do roztworów o niskiej / średniej lepkości (max. 50.000 mPas), dla objętości 10 / 20 L z max. prędkością 3000 obr./min. Modele cyfrowe posiadają opatentowany system kontroli Jog-Shuttle.

MODELE

- HS-50A
- HS-120A
- HS-30D
- HS-100D
- HS-30T
- HS-100T

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

Prędkość i moment obrotowy	O dużej prędkości obrotowej					
Kontrola	Model analogowy		Model cyfrowy			
Typ kontrolera	Zintegrowany		Zintegrowany		Zdalny	
Modele	HS-50A	HS-120A	HS-30D	HS-100D	HS-30T	HS-100T
Max. pojemność (woda) [L]	10	20	10	20	10	20
Max. lepkość cieczy [mPas]	10.000	50.000	10.000	50.000	10.000	50.000
Moc silnika (wejście / wyjście) [W]	83 / 75	130 / 120	83 / 75	130 / 120	83 / 75	130 / 120
Max. moment obrotowy [Ncm]	85	145	85	145	85	145
Średnica pręta mieszającego [mm]	8					

Zakres prędkości [obr./min]		200-3000					
Napęd silnika		Bezpośredni					
Kontroler		Analogowy		Cyfrowy z pokrętkiem Jog Shuttle (obróć i puść)		Cyfrowy z pokrętkiem Jog Shuttle (obróć i puść) typu zdalnego	
Wyświetlacz		Brak		Cyfrowy LCD (timer, rpm, wykres graficzny)			
Środowisko pracy	Zakres temp. otoczenia [°C]	0-40					
	Max. wilgotność [%]	80					
Zabezpieczenia		Ochrona przed przegrzaniem silnika		Przeładowanie i ochrona przed przegrzaniem silnika			
Wymiary jednostki głównej (W x D x H) [mm]		90 x 145 x 180				90 x 100 x 180	
Waga jednostki głównej [kg]		4,5	5,3	4,5	5,3	3*	3,8*
Inne		Łagodny start i zmiana prędkości mieszania dla stabilnej pracy Funkcja pamięci (rpm i timer): tylko w modelach cyfrowych					
Zasilanie		AC 230 V / 50/60 Hz					

*waga bez kontrolera typu zdalnego

Standardowe lepkości

Materiał	Lepkość [mPas]	Zalecane modele	
Woda	1	HS-30D HS-50A HS-30T	HS-100D HS-120A HS-100T
Mleko	3		
Olej sojowy	160		
Lakier (politura)	500		
Lakier	1.000		
Miód	3.000		
Standard lepkości	10.000		
Standard lepkości	15.000	-	
Ketchup	30.000		
Standard lepkości	50.000		

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl