
WIRÓWKI SZYBKOOBROTOWE



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wirówki laboratoryjne **firmy Hermle** model **Z 32 HK** i **Z 36 HK** przeznaczone są do wirowania z dużymi prędkościami z wykorzystaniem próbek małej, średniej i dużej pojemności.

Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów dla wirówek **Z 32 HK** oraz **Z 36 HK**, znajdują one zastosowanie w różnorodnych laboratoriach badawczych.

Pomimo niezwykle małych rozmiarów, model **Z 32 HK** posiada potężny system chłodzenia umożliwiający utrzymanie niskich temperatur nawet przy maksymalnej prędkości.

Model **Z 36 HK** jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w projektowaniu wirówek w połączeniu z osiągnięciami najnowszych technologii. Osiąganie maksymalnej prędkości 30000 obr./min (65390 x g) wraz z dostępnymi opcjami rotorów czyni z niej najlepsze urządzenie w swej klasie.

MODELE

- **Z 36 HK**
- **Z 32 HK**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 32 HK	Z 36 HK
Silnik bezszczotkowy	Tak	Tak
Wskaźnik imbalance	Tak	Tak
Automatyczne zamykanie pokrywy	Tak	Tak
Mikroprocesorowy panel kontrolny	Distinct	Distinct
Wyświetlacz prędkości	Tak	Tak
Wyświetlacz RCF	Tak	Tak
Wyświetlacz czasu pracy	Tak	Tak
Wyświetlacz temperatury	Tak	Tak
Ustawianie parametrów pokrętkiem elektronicznym	Tak	Tak
Przycisk krótkiego wirowania	Tak	Tak
Ustawianie czasu wirowania	10 sek. - 99 godz. 59 min / praca ciągła	30 sek. - 99 godz. 59 min / praca ciągła
Ustawianie trybu przyspieszania i zwalniania	10 ustawień	10 ustawień
Chłodzenie [°C]	-20 do +40	-20 do +40
Chłodzenie wstępne	Tak	Tak
Zakres prędkości [obr./min]	200-20000	200-30000
Max. przyspieszenie [x g]	38007	65395
Max. pojemność	4 x 100 mL	6 x 250 mL
Wymiary (W x D x H) [cm]	40 x 70 x 36	71,5 x 51 x 42
Waga [kg]	71	91
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
Pobór mocy [W]	1200	1600

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory,
- adaptery,
- zawieszki.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl