

WIRÓWKI WIELKOPOJEMNOŚCIOWE



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wirówki **Z 446** i **Z 446 K** osiągają przepustowość 68 x 15 mL (próbówki stożkowe) lub 28 x 50 mL (próbówki stożkowe) przy maksymalnej sile odśrodkowej 3454 / 4347 x g. Jeśli wymagane są wyższe prędkości, wirówki oferują również rotor kątowy o maksymalnej sile odśrodkowej 16024 x g dla próbek 10 x 50 mL. Rotory stałokątowe oraz horyzontalne są odpowiednie dla niemal wszystkich codziennych zastosowań w laboratoriach klinicznych, przemysłowych i badawczych.

Wielkopojemnościowa wirówka **firmy Hermle ZK 496** dostępna jest w dwóch modelach – podblatowym i wolnostojącym. Obydwa modele wyposażone są w efektywny i wydajny system chłodzenia próbek. Pojemność wirówki umożliwia jednoczesne wirowanie dużej ilości próbek (max. pojemność do 4 x 1000 mL). Wirówka przeznaczona jest do zastosowań w badaniach klinicznych, przemysłowych, jak również bankach krwi.

Dostępne rotory horyzontalne oraz kątowe o maksymalnej pojemności 6 x 250 mL lub 4 x 500 mL umożliwiają szybkie i wydajne rozdzielanie próbek w laboratoriach o dużej przepustowości.

Wirówka wyposażona jest w silnik bezszczotkowy oraz łatwy w obsłudze panel sterowania.

MODELE

- **Z 446**
- **Z 446K**
- **ZK 496**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485, IVD

SPECYFIKACJA

MODEL	Z 446	Z 446 K	ZK 496
Mikroprocesorowy panel kontrolny	tak	tak	tak
Wyświetlacz prędkości, RCF, czasu	tak	tak	tak
Wyświetlacz temperatury	nie	tak	tak
Pamięć programów	99	99	99
Ustawianie parametrów pokrętkami elektronicznymi	tak	tak	tak
Wskaźnik imbalansu	tak	ta	tak
Przycisk krótkiego wirowania	tak	tak	tak
Ustawianie czasu wirowania	10 sek. - 99 godz. 59 min / praca ciągła		
Ustawianie trybu przyspieszania i zwalniania	tak	tak	tak
Chłodzenie [°C]	nie	-20 do +40	-20 do +40
Chłodzenie wstępne	-	tak	tak
Zakres prędkości [obr./min]	16000	16000	200-10500
Max. przyspieszenie [x g]	24325	26328	16022
Max. pojemność [mL]	4 x 750	4 x 750	4 x 1000
Wymiary (W x D x H) [cm]	54 x 67 x 39	73 x 67 x 39	-
Wymiary - model podbłatowy (W x D x H) [cm]	-	-	62 x 69 x 70
Wymiary - model wolnostojący (W x D x H) [cm]	-	-	62 x 69 x 98
Waga [kg]	79	111	-
Waga - model podbłatowy / wolnostojący [kg]	-	-	157 / 190
Pobór mocy [W]	640	1630	-
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50		

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotory,
- pojemniki,
- zawieszki,
- adaptery.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl