

## Worteks V-1 plus



### Opis produktu

Worteks **V-1 plus** jest osobistą wytrząsarką doskonałą do delikatnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów dzięki wykorzystaniu mechanizmu mimośrodowego.

Urządzenie może pracować w dwóch trybach:

1. pracy ciągłej,
2. impulsowej (aktywowanej poprzez naciśnięcie probówką nasadki głowicy).

### Modele

- **V-1 plus**

### Certyfikaty

ISO9001, CE

### Specyfikacja

MODEL	<b>V-1 plus</b>
Zakres prędkości [obr./min]	500-3000
Głowica	przystosowana do probówek od 0,2 mL do 50 mL
Tryb pracy ciągłej	max 24 godz. (min. 1-godzinna przerwa między trybami)
Max. obciążenie [g]	30
Średnica ruchu [mm]	4
Wymiary (W x D x H) [mm]	90 x 150 x 80
Waga [kg]	0,8
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	3,8

## Adres siedziby

Biogenet Sp. z o.o.  
ul. Parkingowa 1  
05-420 Józefów k./Otwocka

### Adres e-mail

biogenet@biogenet.pl

## Dział handlowy

### Numer telefonu

+48 22 463 80 40 do 45

### Numer faksu

+48 22 417 31 98

## Dział serwisu

### Numer telefonu

+48 22 463 80 48

### Adres e-mail

serwis@biogenet.pl

## Badania i rozwój

### Adres e-mail

badania@biogenet.pl

PID: BS-010203-AAG

UID: 002-07-1-V1-plus-0

Plik wygenerowany na stronie: [www.biogenet.pl](http://www.biogenet.pl)

Data aktualizacji treści na stronie: 04.02.2026 13:50

Data wygenerowania pliku PDF: 2026-05-16 07:02:46

Hash: f331d1647ea8ad204491fd58370164bb

Producent zastrzega sobie wszelkie prawo do przeprowadzenia technicznych zmian produktu lub poszczególnych jego elementów. Zastosowane ilustracje mogą różnić się od oryginału i służą jedynie prezentacji przykładowego wyglądu produktu.